







Простые и гистохимические методы окраски тканей




Депарафинизация-регидратация

1. Подписать стекла, заклеить надписи скотчем
2. Провести через растворы:
 - ✓ Ксилол I, 7'
 - ✓ Ксилол II, 7'
 - ✓ 96%-ный спирт, 5'
 - ✓ 96%-ный спирт, 5'
 - ✓ dH_2O , $\geq 3'$

Характерные ошибки

- Нельзя давать срезам высохнуть, их необходимо постоянно держать в растворе
- Следует протирать обе поверхности стёкол марлей перед внесением их из одной среды в другую

- Обеспечение полной депарафинизации



На данном микропрепарате, окрашенном Н&Е, в левой части обнаруживается обширная неокрашенная область, а также несколько небольших слабо окрашенных участков в центре . Это является результатом недостаточного депарафинирования срезов перед окрашиванием.

- Обеспечение полной регидратации



Фокус неравномерной окраски плоского эпителия, появление которой вызвано остатками ксилола и следами парафина в этой области во время обработки гематоксилином.

Камеры для депарафинизации



Красители

1. Кислые

- ❖ Окрашиваемые структуры – оксифильные, это белковые компоненты цитоплазмы и неклеточные структуры (волокна)

2. Основные

- ❖ Окрашиваемые структуры – базофильные, богаты нуклеиновыми и иными кислотами (ядро, рибосомы, межклеточный матрикс)

3. Индифферентные



4. Нейтральные

5. Витальные

6. Флюорохромы

Функциональные группы красителей

1. Ауксохромы – группы атомов (—OH , —NH_2 , —SH и др.), сообщающие окрашенному веществу способность закрепляться на тканях, часто углубляющие цвет красящего вещества
2. Хромофоры – группы атомов (—CH=CH— , —CH=N— , —N=N— , >C=O и др.), сообщающие окрашенность органическому веществу



I. Простые методы

Окрашивание

I. По характеристике процесса:

- Прогрессивное
- Регрессивное

II. По действию красителя на ткань:


- Прямое
- Непрямое

III. По количеству красителей:


- Простое
- Сложное

1. Окраска гематоксилин-эозином

- Применяется наиболее часто как обзорная окраска тканей (в т.ч. в медицинской диагностике)
- Результат: ядра **синие** или **фиолетовые**, цитоплазма **розовая** или **оранжевая**



гематоксилин



гематеин


Гематоксилины

- По характеру протравы:
 - 1) Квасцовые
 - 2) Железные
 - 3) С солями других металлов (Cu, Cr, Mo, V)
- По составу растворителя:
 - 1) Спиртовые
 - 2) Водные





Гематоксилины

Название	Протрава	Окислитель
Гематоксин Вайгерта	Хлорид железа (III)	Хлорид железа (III)
Гематоксин Карацци	Квасцы (K или NH_4)	Йодат калия (KIO_3)
Кислый гемалаун Майера	Квасцы (K или NH_4)	Йодат калия (KIO_3)

Эозин Y



Окраска гематоксилин-эозином



Характерные ошибки окраски

- Передержка в эозине
- Закрепление гематоксилина в дистиллированной воде


Гематоксилин – эозин: протокол

- Депарафинизация-регидатация
- Гематоксилин Майера – 1 мин
- Промывка в проточной воде – 5 мин
- Водный эозин – 10 сек.
- Промывка в дистиллированной воде – 5 мин
- Просветление, заключение под покровное стекло

2. Окраска по Ван Гизону

- Применяется для выявления фиброза
- Гематоксилин Вайгерта → пикриновая кислота + фуксин
- Результат: ядра становятся **чёрными** или **тёмно-бурыми**, мышечные и эластические волокна — **жёлтыми**, коллагеновые — **ярко-красными**


Окраска по Ван Гизону



3. Окраска по Массону

- Применяется для выявления фиброза
- Гематоксилин Вайгерта → кислый фуксин → фосфорно-молибденовая кислота → анилиновый синий
- Результат: ядра окрашиваются в **чёрный** цвет, протоплазма клеток – в **розовый**, фибрин – в **красный**, коллагеновые и ретикулярные волокна – в **синий**

Окраска по Массону







Протокол окраски по Массону

- Депарафинизация-регидратация
- Гематоксилин Вайгерта – 5 мин (раствор А + раствор Б 1:1)
- Дифференцировка в 0,5% солянокислом спирте – 5 сек
- Промывка в проточной воде – 10 мин
- Кислый фуксин – 5 мин
- Ополоснуть в дистиллированной воде
- 1% фосфорномолибденовая кислота – 15 мин
- Анилиновый синий – 5 мин
- Ополоснуть в водопроводной воде, 1% уксусная кислота – 10 мин.
- Просветление, заключение под покровное стекло

4. Окраска пикросириусом красным

- Применяется для выявления фиброза и идентификации разных типов коллагена
- Гематоксилин Майера → сириус красный F3BA + пикриновая кислота
- Результат: мышечные клетки – **жёлтые**, коллаген – **красный** (в поляризованном свете: тип I – **красный/жёлтый**, тип III – **зелёный**)







6. Окраска по Граму

- Применяется для определения принадлежности микроорганизмов по Граму
- Кристаллический фиолетовый → раствор Люголя → спирт → фуксин
- Результат: грибы и грамположительные бактерии окрашиваются в фиолетовый, грамотрицательные – в красный цвета


GRAM +




GRAM -



Gram Positive



Gram Negative



Fixation



Crystal violet







Iodine treatment



Decolorization



Counter stain
safranin



II. Гистохимические методы




- Помогают установить локализацию определенных химических веществ и продуктов их метаболизма в тканях и клетках
- Обычно используют криостатные срезы

Гистохимические объекты

- Витамины
- Липиды
- Нуклеиновые кислоты
- Углеводы (гликоген)
- Белки (амилоид, ферменты)


1. Импрегнация солями Au

- Витамин А




2. Выявление нейтральных жиров по Чиффеле и Путту

- Применяется для определения жировой эмболии или жировой дистрофии
- Судан IV (растворяют в ПГ при 100°C) → 85%-ный ПГ (дифференцировка) → dH₂O → квасцовый гематоксилин → заключение в глицерин-желатин
- Результат: жиры окрашиваются в **оранжево-красный** цвет, ядра **синие**




Окраска нейтральных жиров




4. Реакция Фёльгена на НК


- Применяется при исследовании хромосом и количественной оценки ДНК
- Соляная кислота (60°C) → реактив Шиффа → сернистая вода → световой зелёный
- Результат: хроматин становится **красным** или **фиолетовым**, а цитоплазма – **зелёной**.



↓
Hydrolysis




Реакция Фёльгена




5. Окраска на гликоген

1. Реакция ШИК (PAS)

- H_5IO_6
- Реактив Шиффа
- Гемалаун Майера




Фуксинсернистая кислота -
реактив Шиффа




Окраска на гликоген (по Мак-Манусу)

- Депарафинизация регидратация
- Просушить срезы (аккуратно)
- Раствор йодной кислоты – 7 мин
- Промыть в дист. воде
- Реактив Шиффа – 20 мин.
- Проточная вода – 10 мин
- Гематоксилин Майера – 30 сек
- Дегидратация, просветление, заключение






Реакция ШИК



Окраска на гликоген

2. Метод Беста

- Кармин
- Гематоксилин



Ферменты

- I. Гидролазы (ЩФ)
- II. Оксидоредуктазы (СДГ, ЛДГ, пероксидаза)
- III. Лиазы
- IV. Трансферазы
- V. Лигазы
- VI. Изомеразы

Условия проведения гистохимических реакций


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Принцип гистохимического окрашивания

Щелочная фосфатаза


- Отщепляет фосфат от многих типов молекул
- Локализация: кишка, почки, печень, эндотелий
- Методы обнаружения:
 1. Реакция осаждения с ионами металлов
 2. Одновременное или последовательное азосочетание


Щелочная фосфатаза




Сукцинатдегидрогеназа


- Катализирует обратимое окисление сукцината до фумарата (кофермент - FAD)
- Является маркёром митохондрий
- Может применяться для дифференцирования «медленных» и «быстрых» мышечных волокон






electron donor (eg NADH)
Succinate dehydrogenase











Лактатдегидрогеназа

- Катализирует обратимое превращение пирувата в лактат (кофермент - NAD)
- Локализация – в сердце, печени, мышцах




ЛДГ



Пероксидаза

- Осуществляет разложение пероксидов
- Относительно высокая концентрация в печени, лейкоцитах, мышцах, почках, слизистой тонкой кишки






Стейнеры



Типы покровных стекол

❖ Прямоугольные

- 18x18
- 24x24
- 24x50



❖ Круглые



*Толщина – 0,13-0,16 мм

Дегидратация, заключение срезов

- Проведение окрашенного среза последовательно через спирт и толуол
- Заключение в нейтральную среду под покровное стекло

Среды для заключения


- Смолы
- Водные среды



Характеристики сред


- Коэффициент преломления света
- Однородность

Заклучение



Характерные ошибки

- Появление пузырей
- Использование густой глицерин-желатины
- Недостаточная дегидратация препаратов
- Высыхание препаратов
- Использование сред
низкого качества



Коверслиперы



The end